
精算システムのご案内



精算システムについて



1. 完全手動型(アナログ)

会計時に診療費を明示し、患者様から現金を受け取って精算する方法。 現金の取り扱いを人の手で行うため、釣銭計算ミスなどが起こりやすく、 締め作業に時間がかかることも多い。




金額を手入力

現金を預かり釣銭を渡す



精算システムについて



- 2. 自動釣銭機型(半アナログ)
 - 1. と同じく、手動にて金額を入力し、現金を預かる。 自動釣銭機に現金を投入すると、釣銭が自動計算されて出てくる。 釣銭ミスは抑制できるが、請求額のミスは否めない。




金額を手入力

現金を釣銭機に投入→払出された釣銭を渡す



精算システムについて



3. セミセルフ型(半自動)

診療報酬明細書にバーコードを印字(レセコン機能)し、スキャンして 読み込むことで請求額を表示する。※電力ルとは連動しません 釣銭の仕組みは2. と同様。

請求、釣銭ともにミスを抑制できる。




バーコードをスキャン

現金を釣銭機に投入→払出された釣銭を渡す



導入のメリット



1

感染防止対策面からも、 対面での金銭の やり取りを避けたい 2

窓口業務の効率を 上げたい つり銭ミスを減らしたい 3

患者様から キャッシュレスでの 支払い要望がある



レジ締め作業の時間短縮



人的ミス(つり銭ミス)の軽減



患者様の会計待ち時間短縮



非対面で衛生的




スタッフの負担軽減



キャッシュレス決済対応



ご提案機器






クリニック様向け セミセルフ自動精算システム

・両面タッチターミナル SHARP製 RZ-A21D

・自動釣銭機 富士電機製 ECS-777


患者様	事務員様	院長先生様
見やすい画面簡単操作非接触	・釣り銭ミス防止・時間短縮・患者様補助可	·簡単帳票 ·締作業簡潔 ·人件費削減



SHARP製 タッチターミナルRZ-A21D

機	種	RZ-A21D	
CPU		インテルCeleron J1900	
OS		Windows10 (64bit)	
メモリー		標準4G(最大8G)	
表示	数	2(正面•背面)	
	画面装置	15.6型ワイドTFTカラー液晶	
	解像度	1,080 × 1,920 (FHD)	
	輝度	約400cd/m [*]	
タッチパネル		低抗膜方式	
外形寸法(mm)		幅250×奥行274×高さ509	
質量		約8.5kg	






STEP 2

SHARP製 タッチターミナルRZ-A21D







SHARP製 タッチターミナルRZ-A21D

患者様操作画面







2. パーコードスキャン




3. 金額確認



4. 支払方法選択





SHARP製 タッチターミナルRZ-A21D

医療機関操作画面



メニュー一覧画面




入金登録



点検




集計レポート



富士電機製 自動つり銭機 CSC777/CSB777

機種	CSC777(硬貨)	CSB777(紙幣)
取込速度	約6枚/秒	約4枚/秒
投入口容量	50枚	25枚
収納庫容量	1円、10円、100円:各170枚 5円、50円:各160枚 500円:110枚	千円:250枚 混合庫:100枚
外形寸法	幅270×奥行600×高さ130	幅220×奥行600×高さ130
質量	約16kg	約19kg





富士電機製 自動つり銭機 CSC777/CSB777

お金の入り口や釣銭の出口が光るので、初めての方でも操作がカンタン

カンタン入金



光るガイドで入金をサポート




釣銭もラクラク




紙幣/硬貨の出金口にLEDを搭載し、視認性が向上






富士電機製 自動つり銭機 CSC777/CSB777



釣銭機内の現金を自動で再計数することで、点検業務・現金棚卸業務の効 率化に貢献します。 預り金を一時保留することで、現金授受のトラブルを防止します。



機器概要※



クレジット

電子 マネー

QRコード 決済

病院・クリニック事業者さまへ

キャッシュレス時代の新定番

stera pack

for クリニック

端末1台に30種類以上の決済手段を集約。 レジ周りがすっきりスマートに!
































- ※1 別途契約お手続きが必要となります。
- ※2 別途利用料3,300/月(税込)が発生します。



ご精算の流れ



1. 診察終了

スタッフ様

医事会計システムで 請求情報を確認・登録



4. 自動つり銭機にて精算

患者様

表示された金額をお支払いいただき精算完了



2. 請求情報の出力

スタッフ様

レセプトコンピュータから バーコードを出力

※出力設定いたします。



5. 締作業

スタッフ様

1日の入出金状況を簡単集計金庫内と差異がないことを確認

※自動計数です。



3. ご請求

スタッフ様

バーコードをタッチターミナルに 読み込ませてお会計開始

